



Hjælpemidler til personer med hukommelsesbesvær eller demens



Center for Sundhed og Ældre
Velfærdsteknologisk Enhed
Torvegade 15, 1. sal
4200 Slagelse

VELFÆRDSTEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER

Velfærdsteknologi er en fællesbetegnelse for teknologi inden for blandt andet pleje, omsorg, sygdomsbehandling og forebyggelse.

I Slagelse Kommunes arbejde med de velfærdsteknologiske hjælpemidler, har vi fokus på at styrke borgerens selvhjulpenhed.

Vi vil støtte og motivere borgeren til at være mest mulig selvhjulpen. Velfærdsteknologi skal lette og understøtte hverdagen for borgeren og øge den enkeltes livskvalitet.



Indhold

Gode råd, hjælp og ideer	4
Demensteknologi-bibliotek	5
Aktiviteter og tilbud	6
Pårørende	7
Gode råd om indretning	8
Katalog over hjælpemidler	9

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Gode råd, hjælp og ideer



HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Demenskonsulenterne

Demenskonsulenterne støtter, rådgiver og vejleder dig, der er ramt af demens og dine pårørende. De kan fx:

- komme på besøg for at afklare behovet for hjælp
- hjælpe og støtte i det videre forløb i samarbejde med familien, egen læge og hjemmeplejen.

Læs mere om demenskonsulenternes tilbud på:
www.slagelse.dk/demens



Hjælpemiddelafdelingen

Du kan søge om et hjælpemiddel, hvis du har en varig nedsat funktionsevne, som begrænser dig i dagligdagen, og hvis hjælpemiddelafdelingen vurderer, at hjælpemidlet vil gøre din dagligdag væsentlig lettere.

Læs mere og søg om et hjælpemiddel på:
www.slagelse.dk/hjaelpemidler

Hjælpemiddelafdelingen, Industrivej 9 i Slagelse
Tlf. 58 57 45 00 på hverdage kl. 8.15-12



Velfærdsteknologisk udstillingslejlighed

Udstillingslejligheden er indrettet med spændende teknologi og andre hjælpemidler, som kan være med til at gøre hverdagen lettere. Kig forbi og bliv inspireret til et godt og selvstændigt liv med øget livskvalitet - på trods af din funktionsnedsættelse.

Pårørende, medarbejdere og andre interesserede er også velkomne.

Læs mere om lejligheden på vores hjemmeside:
vtlejlighed.slagelse.dk





Du kan låne et hjælpemiddel i demensbiblioteket for at afprøve, om det virker for dig. Vi er klar til at give gode råd om ny teknologi og hjælpemidler.

Afprøvning i hjemme hos dig

Biblioteket består af en række hjælpemidler, der kan lette hverdagen med en demenssygdom. I samarbejde med en demenskonsulent kan du afprøve relevante hjælpemidler fra biblioteket for at se, om de har den ønskede gevinst i din hverdag.

Hvem betaler for hjælpemidlet?

Nogle hjælpemidler i biblioteket kan du søge om i kommunens hjælpemiddelafdeling. Andre skal du selv købe, efter du har afprøvet det. I beskrivelsen af de enkelte hjælpemidler her i kataloget, kan du se, om du selv skal betale.

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Aktiviteter og tilbud



Daghjem for mennesker med demens

Når man lever med en demenssygdom, kan det være svært at deltage i almindelige fritidsaktiviteter. På daghjemmene er aktiviteterne tilrettet den enkelte, og vi veksler mellem aktiviteter og rolige stunder.

Dagtilbuddet er også en mulighed for pårørende til at få tid og ro til at lave egne aktiviteter.

Der er tre dagtilbud i kommunen til demensramte borgere, der bor i eget hjem:

- Amaliehaven i Slagelse
- Aktivitetshuset i Korsør
- Havestuen i Boeslunde

Det er demenskonsulenterne, der vurderer behovet for et dagtilbud og visiterer til en plads på et demensdaghjem i nærheden af dit hjem.

Læs mere på: www.slagelse.dk/daghjem-demens

Kørselsordning

Hvis du eller dine pårørende ikke selv kan transportere dig til aktiviteter i daghjemmet, kan du søge om kørselsordning hos demenskonsulenterne.

Motionscafé

Motionscaféerne er træning dig, der har hukommelsesbesvær eller demens og eventuelt for dine pårørende.

Læs mere på: www.slagelse.dk/demens

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk





Pårørendegrupper

Som pårørende til et menneske med demens er du udsat for et stort fysisk og psykisk pres under sygdommens udvikling, da du selvfølgelig vil yde den bedste hjælp og omsorg.

Oftentimes har du ikke overskud til at vise de nødvendige hensyn til din egen hverdag. Et arbejde skal måske passes, praktiske opgaver i hverdagen skal planlægges og ordnes - samtidig med at din pårørende med demens skal skånes og alligevel inddrages mest muligt.

Pårørendegrupper ved demenskonsulenterne

Det kan være en hjælp at tale med andre i samme situation, og demenskonsulenterne opretter derfor pårørendegrupper efter behov. I pårørendegruppen er der stor vægt på tryghed, fordi gruppen skal være et fristed, hvor du møder ligesindede. Den enkelte gruppe bliver sammensat af demenskonsulenterne efter en individuel samtale.

Læs mere på: www.slagelse.dk/demens

Åbne caféer for pårørende

Foreningen *Pårørendegruppen til borgere med demens i Slagelse Kommune* holder åbne caféer, hvor man som pårørende kan mødes og tale med andre i samme situation. Det er vigtigt at kunne tale frit og uden, at den demensramte er til stede. Vi har tavshedspligt.

Har du brug for at tage din ægtefælle med demens med, kan vi prøve at finde en frivillig, der kan hygge over en kop kaffe med din ægtefælle.

Vi holder åben café en gang om måneden - undtagen juli og august:

KORSØR

Aktivitetshuset, Kjærvej 90

Kontaktperson:

Arno Axelsen

Tlf. 2174 5837

Mail: arno.ax@mail.dk

SLAGELSE

Alliancehaven, Sdr. Stationsvej 6

Kontaktperson:

Ilse Nielsen

Tlf. 22 53 60 15

Mail: ilni@dukamail.dk

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Gode råd om indretning



Her finder du gode råd til, hvordan indretningen af boligen kan gøre det nemmere at orientere sig.

Hvis man bliver ramt af en demenssygdom, kan synsopfattelsen ændre sig. Det kan derfor være en stor hjælp at indrette boligen, så rum og møbler kan skelnes fra hinanden.

Det kan gøres ved at følge disse råd:

Generelt

- Lyse farver på væggene
- Ryddelighed
- Placering af stol, så man kan se køkken, soveværelse og badeværelse fra den samme plads
- Variation i farve og udsmykning på lange gange for at skabe variation og lette orienteringen hos dement

Køkken

- Tallerken med farvet kant
- Køkkenskabe med glaslåger, så man kan se indholdet
- Dug i kontrastfarve

Badeværelse

- Toiletbræt med farve
- Stribe på gulvet eller lys, der leder hen til toilettet

Det skal du undgå

- Undgå genspejlinger fra vinduer og lignende
- Undgå mørke dørmåtter/gulvflader, da de kan fremstå som et sort hul.

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Katalog over hjælpemidler

DoMyDay.....	10
App der husker for dig.....	11
Pilleæske med sms-alarm.....	12
Rund pilleæske med alarm.....	13
Firkantet pilleæske m. alarm.....	14
Ugedoseringsæske m. timer.....	15
Mem-X Husk 'o' Fon.....	16
GPS-brik.....	17
Nat- og dagkalender.....	18
Fjernbetjening.....	19
Mobiltelefon.....	20
Billedtelefon m. forstærker.....	21
Lydbogsafspiller.....	22
TimeTimer (stor).....	23
Kugledyne.....	24
Kædetæppe.....	25
Kuglevest.....	26
Kuglefodpude.....	27
Kompressionsvest.....	28
Tyngdekrave.....	29
Knætæppe med kugler.....	30
Kuglestol.....	31
Empati-dukke.....	32
inmu RELAX musikpude.....	33



Hvad er DoMyDay?

DoMyDay er en smartphone med en simpel, overskuelig brugerflade. Denne brugerflade indeholder funktioner som nat- og dagkalender med oplæsning, beskeder med oplæsning, GPS-tracker og mulighed for at blive guidet i forhold til dagligdagens aktiviteter.

Det er ikke muligt at installere apps på telefonen.

Hvad bruger man DoMyDay til?

DoMyDay er et simpelt, men samtidig sofistikeret kommunikationsredskab, der understøtter kommunikation med venner og familie og samtidig kan medvirke til et bedre overblik over dagen.

Under *Opgaver* kan man oprette simple trin-for-trin-instrukser med egne billeder og tekst, som kan hjælpe brugeren i hverdagen. Det kan f.eks. være en vejledning i, hvordan du laver kaffe eller vasker tøj.

Gennemgangene kan dels lægges ind som en påmindelse i kalenderen - eksempelvis sætte kaffe over, fordi man får gæster - eller man kan anvende små chips, der kan lægges ved kaffemaskinen. Når brugeren lægger sin smartphone eller tablet oven på chippen, starter gennemgangen af, hvordan brugeren skal lave kaffe, fra start til slut. Hermed får brugeren hjælp til at opnå mere struktur i sin hverdag og kan forblive mere selvhjulpent.

Hvem kan have glæde af DoMyDay?

- Personer med let kognitiv funktionsnedsættelse/demens (der er vant til at anvende smartphone/tablet).

Tekniske data:

Styresystem: Android

DoMyDay Smartphone, HMI-nr.: 100574

Vejledende pris: 14.063 kr.

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

App der husker for dig



Hvad er denne app?

Appen kan installeres på smartphone eller tablet og er designet til at understøtte hukommelsen og strukturere hverdagen. Den har også en kalenderfunktion og et vejledningsværktøj i hverdagens gøremål.

Hvad bruger man appen til?

Du kan oprette simple trin-for-trin instrukser med dine egne billeder og tekster, som hjælper dig i hverdagen. Det kan f.eks. være en vejledning i, hvordan du laver kaffe eller vasker tøj.

Du kan lægge vejledningerne ind som en opgave i kalenderen, så du f.eks. får vist vejledningen i at sætte kaffe over, fordi du får gæster. Du kan også bruge små chips, der kan lægges ved kaffemaskinen. Når du lægger din smartphone eller tablet oven på chippen, starter vejledningen i, hvordan du skal lave kaffe, fra start til slut. På den måde får du hjælp til at opnå mere struktur i din hverdag, og du kan forblive mere selvhjulpent.

Hvem kan have glæde af appen?

- Personer med let demens, der er vant til at anvende smartphone/tablet.

Tekniske data:

Kræver smartphone eller tablet.

CarePlan inmente - HMI-nr.: 80010

Kræver licens fra e-mergency.dk samt smartphone/tablet

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Pilleæske med sms-alarm



Hvad er en pilleæske med sms-alarm?

Det er en automatisk pilleæske, som ved at udsende et lydsignal og et blinkende lys minder brugeren om, at det er tid til at tage sin medicin.

Den rette dosis bliver tilgængelig til den rette tid.

Hvad bruges pilleæsken til?

Pilleæsken alarmerer brugeren med lys og lyd, og man kan selv indstille, hvor lang tid brugeren skal have til at tage sin medicin. Overskrides denne tid, bliver der sendt en sms eller e-mail. Når pilleæsken skal afgive alarm, roterer kassetten og gør den næste dosis tilgængelig under en åbning i låget.

Man tager medicinen ved at vende æsken på hovedet, så pillerne falder ud. Når man vender den, stopper alarmeren og lyssignalet.

Medicinen doseres i en kassette med 28 bakker. Det maksimale antal af daglige påmindelser er 28 gange.

Hvem kan have glæde af en pilleæske med sms-alarm?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:

Antal mulige doseringer: 28

Alarm type: Lyd og/eller lys. Tages dosis ikke, sendes sms eller e-mail.

Kommunikation: Kræver telefonabonnement

Careousel GSM pilleæske - HMI-nr.: 63385

Vejledende pris: 3.995 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Rund pilleæske med alarm



Hvad er en rund pilleæske med alarm?

Æsken kan indstilles til at afgive fem daglige alarmer med lyd og vibration, når det er tid til at tage medicin. Alarmen gentages, indtil medicinlåget drejes. Kun ét medicinrum kan være åbent ad gangen, og på displayet angives, hvilket medicinrum der skal åbnes.

Hvad bruger man pilleæsken til?

Pilleæske er velegnet til personer, der følger et fast medicinskema. Alarmen gentages to gange hvert femte minut, såfremt medicinlåget ikke drejes.

Hvem kan have glæde af en rund pilleæske med alarm?

- Personer, der følger et fast medicineringskema
- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:

Antal rum: 5

Rumstørrelse: 10 ml

Alarm: Op til 5 daglige

Alarmtype: Lyd og vibration

Størrelse og vægt: 8,2 cm i diameter, 3,2 cm høj. 96 gram.

MiniTell pilleæske - HMI-nr.: 53957

Vejledende pris: 449 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Firkantet pilleæske m. alarm



Hvad er en firkantet pilleæske med alarm?

Æsken har otte separate, nummererede pilerum og kan indstilles til otte daglige alarmer. Pilleæsken giver alarm med både lys og lyd.

Hvad bruger man pilleæsken til?

Pilleæsken bruges til at hjælpe brugeren med at huske at tage sin medicin på faste tidspunkter.

Hvem kan have glæde af en firkantet pilleæske med alarm?

- Personer, der følger et fast medicineringskema
- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:

Antal rum: 8

Antal daglige alarmer: 8

Alarmtype: Lyd og lys

Størrelse: 3 cm høj/6 cm bred/12 cm lang

Super 8 pilleæske - HMI-nr.: 73483

Vejledende pris: 450 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Ugedoseringsæske m. timer



Hvad er ugedoseringsæske med timer?

Ugedoseringsæsken har en timer med en doseringsboks til hver dag i ugen. Timeren kan indstilles til fire alarmer i løbet af en dag. Hvis man glemmer en alarm, bipper timeren hver tredje minut i 30 minutter, eller indtil den slås fra. Glemte alarm kan også ses ved, at alarmikonet blinker.

Hvad bruger man doseringsæsken til?

Æsken minder brugeren om at tage sin medicin på faste tidspunkter. Skal brugeren ud af huset en dag, kan man tage timeren ud af rammen og klikke dagens medicinæske fast på timeren.

Hvem kan have glæde af ugedoseringsæske med timer?

- Personer, der følger et fast medicineringskema
- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:

Størrelse: 18,8 cm x 10,4 cm x 2,2 cm

Med magnet, så æsken kan placeres på køleskabet.

Seagull ugedoseringsæske med timer - HMI-nr.: 71227

Vejledende pris: 149,95 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Mem-X Husk 'o' Fon



Hvad er en Mem-X Husk 'o' Fon?

Mem-X Husk 'o' Fon er et kognitivt værktøj, der ved at afspille forprogrammerede talemæssige meddelelser på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, ugen eller på specielle datoer/tidspunkter minder brugeren om, hvad der skal huskes. Når det er tid til, at en besked skal aflyttes, vil apparatet afgive en tydelig alarm, hvorefter brugeren skal trykke på en knap for at høre den indtalte besked.

Hvad bruger man en Mem-X Husk 'o' Fon til?

Den kan f.eks. bruges til:

Daglig besked:

Klokken er 8. Det er tid til at tage din morgenmedicin. Husk at drikke et glas vand til.

Ugentlig besked:

Dit yndlingsprogram starter på DR1 om 5 minutter.

Enkeltstående besked:

Husk Peters fødselsdag i dag. Peters telefonnummer er i din sorte adressebog.

Hvem kan have glæde af Mem-X Husk 'o' Fon?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser.

Tekniske data:

Størrelse og vægt: 11,4 x 4,1 x 1,9 cm - 65 gram.

HMI-nr.: 5471

Vejledende pris: 1.495 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Hvad er en GPS-brik?

GPS-brikken gør det nemt og hurtigt at lokalisere personen, der bærer brikken, ved hjælp af en app eller via en computer. Den kan bæres i en snor om halsen, i den medfølgende bæltetaske eller løst liggende i lommen eller tasken.

Hvad bruger man GPS-brikken til?

GPS-brikken gør det muligt for personer med demens fortsat at kunne bevæge sig rundt på egen hånd, fordi pårørende/personale let kan spore, hvor personen er henne via smartphone eller computer.

Der er indbygget tovejskommunikation i GPS-brikken, så tilknyttede telefonnumre kan ringe op og tale med brugeren, ligesom brugeren ved tryk på telefonknappen kan ringe op til et indkodet telefonnummer.

Der er desuden mulighed for at etablere et geografisk "hegn", så der går en alarm hos de tilknyttede telefonnumre/computere, hvis brugeren bevæger sig uden for "hegnet".

Hvem kan have glæde af GPS-brikken?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblemer, der har svært ved at finde hjem.
- Personer med kognitive funktionsnedsættelser, der har svært ved at finde hjem.

Tekniske data:

Størrelse: 5,4 cm x 4 cm x 1,6 cm

Batterilevetid: 20-30 timer

Kommunikation: Mulighed for to-vejs tale

Opladningstid: Ca. 3 timer.

Mulighed for geo-fence

Alarm ved lav batteristand

Vandtæt

Care Tracker, GPS-brik - HMI-nr.: 81280

Kræver abonnementsaftale med StellaCare

Kan lånes efter vurdering ved demenskonsulent

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Nat- og dagkalender



Hvad er Dintido nat- og dagkalender?

Dintido nat- og dagkalender er en kalender, der foruden ugedag, dato, årstal og klokkeslæt også med ord angiver tid på dagen: Morgen (kl. 6-9), formiddag (kl. 9-12), eftermiddag (kl. 12-18), aften (kl. 18-23) og nat (kl. 23-6).

Hvad bruger man nat- og dagkalenderen til?

Dintido bruges til at understøtte tidsfornemmelse og kan i kombination med en gammeldags papirkalender være en hjælp til at huske aftaler.

Hvem kan have glæde af nat- og dagkalenderen?

- Personer med demens eller andre hukommelsesproblematikker.
- Svagtseende (Både skrift og kontrast er tydelig, og kalenderen er derfor velegnet til svagtseende).

Tekniske data:

Skærmstørrelse: 18 cm x 12 cm

Sprog: dansk, svensk, norsk, finsk, islandsk, engelsk, italiensk, polsk, fransk, tysk, arabisk

Sættes i stikkontakt. Desuden batteribackup.

Dintido nat- og dagkalender, HMI-nr.: 84146

Vejledende pris: 1275 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Fjernbetjening



Hvad er en Doro fjernbetjening?

Det er en universalfjernbetjening med kun de allermest nødvendige taster: volumen, kanal op/ned, tænd/sluk og video/dvd. Fjernbetjeningen kodes nemt til det eksisterende fjernsyn ved hjælp af fjernsynets oprindelige fjernbetjening.

Hvad bruger man fjernbetjeningen til?

Den gør det mere simpelt og overskueligt at bruge en fjernbetjening, da den kun har de hyppigst anvendte taster. Tasterne er større, ligesom farvekontrasten gør, at tasterne er nemme at få øje på.

Hvem kan have glæde af fjernbetjeningen?

- Personer med dårligt syn
- Personer med demens.

Tekniske data:

Doro HandleEasy 321 - HMI-nr.: 49936

Vejlende pris: ca. 230 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Hvad er en Doro mobiltelefon?

Doro er en enkel og meget brugervenlig mobiltelefon, som kun har de aller-vigtigste funktioner: Den kan besvare og foretage opkald, modtage SMS-beskeder og foretage nødopkald.

Mobilen har fire hurtigvalgstaster, der betyder, at brugeren med kun ét tryk kan ringe en pårørende op.

Hvad bruges mobiltelefonen til?

Ud over de almindelige opkaldsfunktioner, har telefonen og en tryghedsknap på bagsiden. Hvis brugeren f.eks. falder eller pludselig bliver dårlig, skal han/hun trykke på tryghedsknappen i tre sekunder. Så bliver der automatisk sendt en SMS til alle indtastede nødkontaktpersoner.

Der er indbygget GPS-funktion, så nødkontaktpersoner kan se, hvor brugeren befinder sig.

Telefonen har også en sikkerhedstimer, som kan sættes til x antal minutter eller timer. Deaktiveres sikkerhedstimeren ikke inden den valgte tidsgrænse, vil nødkontaktpersonerne blive kontaktet. Denne funktion kan f.eks. bruges, hvis brugeren er bange for at falde under et bad.

Hvem kan have glæde af denne mobiltelefon?

- Personer med demens
- Personer med nedsat syn

Tekniske data:

Doro Secure 580 - HMI-nr.: 84709

Vejledende pris: ca. 1.000 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Billedtelefon m. forstærker



Hvad er en billedtelefon?

En telefon, hvor der blandt andet er mulighed for at sætte billeder ind på op til fire indkodede telefonnumre.

Hvad bruges billedtelefonen til?

Telefonen er velegnet til personer, der har svært ved at huske telefonnumre, fordi de i stedet for kan trykke på billederne. Derudover forstærker den også lyden, og den har et visuelt ringesignal og en forbedret kompatibilitet med høreapparater. Der er mulighed for at afskærme nummertasterne, så kun fototasterne er synlige.

Hvem kan have glæde af en billedtelefon?

- Personer med demens/hukommelsesbesvær
- Personer med nedsat syn
- Personer med hørenedsættelse

Tekniske data:

Skal tilsluttes en almindelig fastnetforbindelse

Doro MemoryPlus 319I PH - HMI-nr.: 48070

Vejledende pris: ca. 500 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Lydbogsafspiller



Hvad er en lydbogsafspiller?

En lydbogsafspiller er en særlig CD-afspiller, der kan bruges til at afspille lydbøger, der er indtalt på CD'er.

Hvad bruger man lydbogsafspilleren til?

Lydbogsafspilleren bruges til at afspille lydbøger. Man kan afskærme komplicerede funktioner, så kun de helt basale funktioner er tilgængelige. Det giver et mere simpelt, overskueligt design, der er nemmere at anvende.

Hvem kan have glæde af lydbogsafspilleren?

- Personer, der gerne vil læse bøger, men ikke formår at læse dem selv.

Vær opmærksom på, at personer med en demenssygdom kan blive medlem af Nota. Nota er en institution under Kulturministeriet, der producerer lydbøger og tilgængelige tekster for læsehandicappede.

Læs mere på www.nota.dk

Tekniske data:

Størrelse: 22 cm x 21,6 cm x 4,8 cm

Vægt: 950 g.

Batterilevetid: 10 timer

Kan tilsluttes elnettet

Victor Reader Stratus4 Daisyafspiller, HMI-nr. 64369

Vejledende pris: kr. 3.690 kr.

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



TimeTimer (stor)



Hvad er en TimeTimer?

TimeTimer er et visuelt tidsredskab, der kan stilles til at tælle ned fra 60-1 minut. Det røde felt viser den tid, der er tilbage. TimeTimer kan indstilles til at bippe, når tiden er gået.

Hvad bruger man TimeTimer til?

TimeTimer bruges som et pædagogisk redskab til at understøtte tidsfølelsen – hvor lang tid er der f.eks. til frokost eller til en given aktivitet.

Hvem kan have glæde af TimeTimer?

- Personer, der har nedsat tidsopfattelse og svært ved at forstå information a la *Der er frokost om 45 minutter.*

Tekniske data:

Størrelse: 30 cm x 30 cm

Anvender 1 stk. AA-batteri

TimeTimer (stor), HMI-nr.: 35296

Vejledende pris: 595 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kugledyne



Hvad er en kugledyne?

Det er en dyne, hvor indholdet består af plastikkugler og granulat fordelt i 40 kassetter, så dynen lægger sig tæt og trygt omkring kroppen.

Hvad bruger man en kugledyne til?

Den stimulerer sanserne og er med til at skabe øget kropsbevidsthed. Sansestimulation virker hæmmende og organiserende på impulser til centralnervesystemet, og det skaber en øget fornemmelse af kroppen og dens grænser.

Kugledynen virker derfor beroligende og skaber tryghed. Mange bruger kugledynen både til at sove med og til at finde ro om dagen.

Hvem kan have glæde af en kugledyne:

- Personer med søvnproblemer
- Personer med motorisk og psykisk uro
- Personer med stress og angst eller depression
- Personer med ADHD
- Personer med demens
- Personer med smerter
- Personer med hjerneskade.

Tekniske data:

Dynen kan deles i to og vaskes i almindelig vaskemaskine.

Protac Classic kugledyne - HMI-nr.: 79503

Vejledende pris: 4.500 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kædetæppe



Hvad er et kædetæppe?

Et kædetæppe har kanaler med indsyede plastikkæder, der giver tæppet en tyngde, så det lægger sig tæt omkring kroppen og stimulerer følesansen. Kæderne ligger i kanaler og "larmer" derfor ikke, når man bruger det.

Hvad bruger man et kædetæppe til?

Kædetæppet stimulerer sanserne og er med til at skabe øget kropsbevidsthed. Sansestimulering virker hæmmende og organiserende på impulser til centralnervesystemet, og det skaber en øget fornemmelse af kroppen og dens grænser. Kædetæppet virker derfor beroligende og skaber tryghed.

Kædetæppet kan bruges i sofaen, på stolen, under transport, i spisesituationer eller steder, hvor der kan være behov for at øge fornemmelsen af ro og tryghed.

Hvem kan have glæde af

- Personer med søvnproblemer, motorisk og psykisk uro, smerter, stress, angst og demens.

Tekniske data:

Størrelse: 70 cm x 125 cm

Vægt: 4 kg.

Vask: Ved 60 grader på skåneprogram i tilhørende vaskepose.

Kædetæppe, 4 kg, HMI-nummer: 71516

Vejledende pris: 5.000 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kuglevest



Hvad er en kuglevest?

Vesten er lavet i et elastisk stof, der sidder tæt ind til kroppen. Den er designet med kanaler foran og bagpå, som er fyldt med tunge plastikkugler. Vesten lukkes med en lynlås og har et enkelt snoresystem i ryggen og siderne, som gør det nemt at tilpasse vesten individuelt, så brugeren får mest mulig stimulering.

Hvad bruges en kuglevest til?

Vestens specielle design giver punktvis tryk på huden og stimulerer følelsens og derigennem også muskel- og ledsansen. De mange sanseindtryk giver, via impulser til centralnervesystemet, en bedre kropsfornemmelse. Det virker beroligende, giver tryghed og mærkes som et øget velvære.

Vesten anvendes f.eks. af personer med psykisk og motorisk uro, som har svært ved at finde ro.

Hvem kan have glæde af en kuglevest?

- Personer med demens
- Personer med motorisk og psykisk uro
- Personer med ADHD
- Personer med demens
- Personer med hjerneskade.

Tekniske data:

Protac MyFit kuglevest

Vejledende pris: 2.625 kr. - 3.625

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kuglefodpude



Hvad er en kuglefodpude?

Det er en fodpude med kugler, der virker sansestimulerende og dermed giver jordforbindelse og skaber ro og koncentration. Den består af en bund lavet af skum og et øvre lag af løstliggende kugler i et elastisk yderbetræk.

Hvad bruges kuglefodpuden til?

Puden bruges som en dynamisk fodpude, der stimulerer berøringssansen og muskel- og ledsansen, når fødderne trykker mod kuglerne.

Hvem kan have glæde af kuglefodpuden?

- Personer med demens
- Personer med ADHD
- Personer med autisme
- Personer med motorisk og psykisk uro.

Tekniske data:

Protac GroundMe fodpude fås i to højder, 10cm og 20cm

Protac GroundMe fodpude - HMI-nr.: 71828

Vejledende pris: 1.237,50 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kompressionsvest



Hvad er en kompressionsvest?

En kompressionsvest er en vest med tynde, indsyede kanaler, der ved hjælp af en lille håndpumpe kan pumpes op. Hermed opnås et tryk på kroppen, som stimulerer berøringssansen og derigennem også muskel- og ledsansen. Vesten bruges af personer med psykisk og motorisk uro, som har svært ved at finde ro.

Hvad bruges kompressionsvest til?

De mange sanseindtryk, som vesten giver, medfører en bedre afgrænsning og fornemmelse for kroppen. Det virker beroligende og giver tryghed og dermed øget velvære.

Hvem kan have glæde af en kompressionsvest?

- Personer med psykisk og motorisk uro
- Personer med demens
- Personer, der har glæde af en kuglevest, men hvor kuglevesten føles for tung.

Tekniske data:

Squeeze-kompressionsvest - HMI-nr.: 78201/78202/78203

Vejledende pris: 2.425 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Tyngdekrave



Hvad er en tyngdekrave?

En tyngdekrave er en løs "krave", der er fyldt op med granulatstykker. Tyngdekraven giver et jævnt og stabilt tryk på skuldrene, som stimulerer berørings-sansen og stillings- og ledsansen. Kraven er designet, så den kan bruges både stillesiddende og ved aktivitet.

Hvad bruger man en tyngdekrave til?

Den tyngde, vesten giver, medfører en bedre afgrænsning og fornemmelse for kroppen. Det virker beroligende og giver tryghed og øget velvære.

Hvem kan have glæde af

- Personer, med psykisk og motorisk uro, der har brug for støtte til at kunne mærke sig selv
- Personer, der har glæde af en kuglevest, men har svært ved at få denne på eller synes, den er for omkransende.

Tekniske data:

Vægt: 2 kg.

Fyld: Giftfrit, flammesikkert granulat

Vask: Max. 60° C i vaskemaskine på skåneprogram, i medfølgende vaskepose

Tyngdekrave, voksen, 2 kg, HMI-nummer: HMI nr: 86787

Vejledende pris: 1.250 kr.

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Knætæppe med kugler



Hvad er et knætæppe med kugler?

Det er et sansestimulerende knætæppe, der hjælper unge, voksne og ældre med motorisk og psykisk uro. Knætæppet indeholder en pose med specielle, tunge plastikkugler, som ligger i syede kanaler.

Hvad bruger man et knætæppet til?

Når tæppet lægges hen over skødet på brugeren, bidrager kuglernes tyngde og tryk til en tydelig afgrænsning af kroppen og skaber ro og tryghed. Knætæppet kan f.eks. bruges i en hvilestol, kørestol eller siddende ved spisebordet under forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

På oversiden af knætæppet er der en stor lomme, hvor man kan lægge velkendte genstande i, som brugeren holder af at røre ved og undersøge med hænderne. I lommen er der også en strop, hvor man kan fastgøre taktile ting som for eksempel nøgler.

Knætæppet har et bælte (to stropper med velcro), så man kan fastgøre det rundt om livet på brugeren, så det ikke glider ned.

Hvem kan have glæde af et knætæppe med kugler?

- Personer med motorisk eller psykisk uro
- Personer med demens
- Personer med følger efter en hjerneblødning
- Personer med Parkinsons
- Personer, der er hyperaktive.

Tekniske data:

KneedMe knætæppet vejer 4 kg og har et aftageligt, vaskbart betræk.

Protac KneedMe - HMI-nr.: 79294

Vejledende pris: 1.693 kr.

Kan søges som et hjælpemiddel
efter servicelovens §112

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk

Kuglestol



Hvad er en kuglestol?

Kuglestolen er lavet i forskellige kassetter med plastikkugler i sædet, ryggen og nakke-/sidevinger og med Krøjerkugler i bunden og nakkepudden. Sidevingerne er lavet som lange vinger, der kan lægges ind over kroppen. Selve sædet har en fast kerne af skumgummi, hvilket gør det nemmere at rejse sig fra den.

Det specielle design af kuglestolen giver en tæt omslutning af kroppen, samtidig med at man får øget sansestimulering.

Hvad bruger man en kuglestole til?

De mange kugler i stolen giver punktvis tryk på huden og stimulerer følesansen og derigennem også muskel- og ledsansen. De mange sanseindtryk kan give en bedre kropsfornemmelse, hvilket virker beroligende, giver tryghed og mærkes som et øget velvære.

Hvem kan have glæde af kuglestolen?

- Personer, som har brug for sansestimulering på grund af f.eks. en diffus kropsfornemmelse
- Personer med demens, som har motorisk og psykisk uro.

Tekniske data:

Fås også uden fast kerne, i to forskellige størrelser.

Protac SenSit Straight kuglestol - HMI-nr.: 84919

Vejledende pris: 16.500 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



Empati-dukker



Hvad er en empati-dukke?

Empati-dukkerne er bløde, varme at røre ved og har en personlig udstråling. Deres ansigtsudtryk og intense blik kan vække sympati og omsorgsfølelse.

Dukkerne er tunge i numsen og har dermed en god balance og er behagelige at holde på.

Hvad bruges empati-dukken til?

Dukken kan vække medfølelse og indbyder til "samtale".

Når dukken holdes på venstre arm, som et lille barn, opnås der øjenkontakt mellem dukken og personen, der holder den. Hvis brugeren opnår en følelse af samhørighed med dukken, vil denne nærhed, berøring og varme stimulere brugeren til at slappe af og falde til ro.

Hvem kan have glæde af empati-dukken?

- Personer, der på grund af fremskreden demens er svære at kommunikere med.
- Personer med demens, der har svært ved at være i aktivitet eller mangler nogle at give omsorg til og få omsorg fra.

Tekniske data:

Størrelse og vægt: 50 cm og 700 gram / 38 cm og 640 gram

Dukken Mia/Bella - AB Handic Help

Vejledende pris: ca. 562,50/325 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtlejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk



inmu RELAX musikpude



Hvad er en inmu musikpude?

inmu musikpude er et musikalsk sansestimuleringsprodukt. Pudens design indbyder til at blive rørt ved. Ved bevægelse frembringer inmuen musik, der udvikler sig i forskellige harmoniske og melodiske nuancer, alt efter hvordan inmuen berøres. En let berøring frembringer en blød klangbund, mens musikken bliver kraftigere og mere nuanceret, hvis man trykker den, kaster eller svinger med den.

Hvad bruger man inmu til?

inmu bruges til at bringe ro og glæde ved musik. Når inmu holdes ind til brystet, mærkes vibrationerne fra musikken, hvilket mange synes er behageligt. Inmuen er designet, så den giver lyst til at blive taget op og holdt om. Den har en organisk form, der føles behagelig at holde i hånden. Betrækket er blødt og inviterer til at blive rørt ved.

Hvem kan have glæde af

- Personer, der har brug for at støtte til at finde ro/få dæmpet deres arousal
- Personer, der godt kan lide at sidde og have hænderne beskæftiget med noget, der samtidig stimulerer sanserne.

Tekniske data:

Batterilevetid pr. opladning: Ca. tre uger

Rengøring: Betrækket kan tages af og vaskes

Tåler moderate stød og tryk, dog maks. 100 kg.

inmu RELAX musikpude, HMI-nr: 107684

Vejledende pris 6.450 kr.

Anskaffes typisk som privat indkøb

HER KAN DU FÅ HJÆLP

Råd og vejledning

Demenskonsulenterne
Langes Gård 12, 2. sal
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 33 40
Telefontid hverdage kl. 8.15-9
demens@slagelse.dk

Besøg udstillingslejligheden

Alliancehaven
Sdr. Stationsvej 6
4200 Slagelse
Åbent tirsdag kl. 9.30-11.30
eller efter aftale.
vtjejlighed.slagelse.dk

Kontaktperson:
Udviklingsterapeut
Line Rasmussen
Tlf. 30 56 63 01
linra@slagelse.dk





Center for Sundhed og Ældre
Velfærdsteknologisk Enhed
Torvegade 15, 1. sal
4200 Slagelse

Dette katalog henvender sig til personer med hukommelsesbesvær eller demens, pårørende og fagpersoner, der i det daglige hjælper borgere med demens.

Vi har samlet et udpluk af produkter, hvor nogle kan ansøges efter Servicelovens § 112. Andre af produkterne kan man selv anskaffe eller møde på et aktivitets- eller plejecenter som led i en aktivitet.

Der vil løbende ske udskiftninger af produkterne, både i kataloget og i vores udstilling.

Priserne skal opfattes som vejledende. Søg opdaterede oplysninger på www.hmi-basen.dk eller kontakt leverandøren.