

BADEVÆRELSE



Svingbar håndvask

Håndvask, der ved aktivering af et greb på væggen kan svinges hen til toilettet. Kan ved hjælp af svinghåndtag ved væggen desuden hæves/sænkes 15 cm.

Formål: Gør det muligt svinge vasken hen foran toilettet, så man kan vaske hænder, umiddelbart efter man har tørret sig.

Målgruppe: Alle, der af hygiejniske årsager gerne vil kunne vaske hænder umiddelbart efter toiletbesøg og inden tøjet sættes.

Fordel for bruger: Bruger opnår en høj hygiejne.

Forhandles af Ropox, www.ropox.dk
Svingbar vask, HMI-nummer: 64324



Vasketoilet med hæve-/sænkefunktion

Vasketoiletet har douchearm med dyse til anal- og vaginalområdet. Den efterfølgende tørrefunktion tørrer med behagelig, tempereret luft.

Betjenes med brugervenlig fjernbetjening, der kører et forprogrammeret vaske-/tørre program men også har mulighed for programmering af fire brugerprofiler.

Max. brugervægt 250 kg. Toilettet kan hæves fra 440 mm til 610mm/740mm (med/uden kipfunktion)

Formål: Borger kan klare toiletbesøg alene og samtidig opnå en bedre hygiejne ved toiletbesøg.

Målgruppe: Ældre mennesker eller bevægelseshandicappede i alle aldre.

Fordel for borger: Øget værdighed ved at kunne klare toiletbesøg selv. Større uafhængighed af hjælper eller familiemedlemmer.

Forhandles af Smarthome ApS, www.smarthome.dk

- AquaClean 8000plus UP væghængt vasketoilet, HMI-nummer: 47363
- HS 130 K hæve-/sænkesystem til toiletter, HMI-nummer: 73508



Transportabel numsetørrer

Sammenklappelig numsetørrer i plastik.

Formål: Gør det muligt at tørre sig ved toiletbesøg.

Målgruppe: Personer, der har svært ved at nå ned og tørre sig efter toiletbesøg, eksempelvis grundet nedsat bevægelighed i ryggen eller svær overvægt.

Fordel for bruger: Bruger kan selv tørre sig efter toiletbesøg.

Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen,

www.bjoern-nielsen.dk

Sammenklappelig numsetørrer, HMI-nummer: 71441



Håndtag

Mobilt håndtag, der fungerer ved hjælp af vakuum og let hænges op på den ønskede fliseoverflade.

Formål: Fungerer som en ekstra støtte på badeværelset.

Målgruppe: Personer, der er gangbesværede eller føler sig utrygge ved at gå på eksempelvis et glat badeværelsesgulv.

Fordel for bruger: Bruger føler sig mere tryk ved at færdes på egen hånd og opnår større selvstændighed.

Forhandles af CarePartner, www.carepartner.dk

Mobeli håndtag med sikkerhedsindikator, HMI-nummer: 88296



Sensorble

Sensorbleen kan registrere vandladningsmængde samt tidspunkt for vandladning. Hermed opnås kendskab til borgerens vandladningsmønster.

Formål: Sensorbleerne anvendes i 72 timer og skiftes ligesom den sædvanlige ble. Ved hjælp af sensorbleen kortlægges brugerens unikke vandladningsmønster. Herved kan det optimale tidspunkt for toiletbesøg identificeres.

Målgruppe: Personer, der ikke kan mærke eller give udtryk for, de skal på toilettet.

Fordel for bruger: Bruger støttes i at have vandladning på toilettet.

Forhandles af TENA www.tena.dk

Identify Sensor Wear

	<p><u>Inkontinenshjælpemiddel til kvinder</u> Vaginalpessar, der placeres som en tampon. Ved vandladning fjernes vaginalpessaret ved at trække i silikonestroppen. Genanvendelig.</p> <p>Formål: Vaginalpessaret yder et tryk på urinrøret og forhindrer dermed inkontinensproblemer.</p> <p>Målgruppe: Kvinder, der lider af stressinkontinens.</p> <p>Fordel for bruger: Brugeren får kontrol over sin vandladning og opnår derved større tryghed.</p> <p><i>Forhandles blandt andre hos CarePartner, www.carepartner.dk Vaginalpessar, Contiform</i></p>
	<p><u>Lotionpåfører</u> Lotionpåfører med udskiftelige gummipuder, der sidder fast med velcro, hvilket gør det nemt at tage gummipuden af og rengøre den.</p> <p>Formål: Lotionpåføreren gør det muligt at komme lotion på ryggen eller på benene uden at skulle bukke sig.</p> <p>Målgruppe: Personer med nedsat bevægelighed i ryg og arme, eksempelvis grundet gigt.</p> <p>Fordel for bruger: Brugeren kan selv smøre lotion på kroppen.</p> <p><i>Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen, www.bjoern-nielsen.dk Lotionpåfører med gummipude og velcro, HMI-nummer: 54286</i></p>
	<p><u>Protesetandbørste</u> Protesetandbørste med sugekopper.</p> <p>Formål: Sugekopperne gør det muligt at montere protesetandbørsten i håndvasken.</p> <p>Målgruppe: Personer, der kun kan bruge én hånd.</p> <p>Fordel for bruger: Brugeren kan selv børste sin tandprotese.</p> <p><i>Forhandles blandt andre hos Procare, www.procare.dk Protesetandbørste m. sugekopper, Suction Denture Brush, HMI-nummer: 19893</i></p>



Tandpastadispenser

Tandpastadispenser, der virker uden brug af strøm/batterier.

Formål: Man "trykker" tandbørsten ind i indhakket i tandpastadispenseren – et lille tryk giver en lille mængde tandpasta, et stort tryk giver en stor mængde tandpasta. Virker ved hjælp af vakuum.

Målgruppe: Personer, der har nedsat håndfunktion eller kun kan bruge én hånd.

Forhandles af Gloria Mundi Care,
www.gloriamundicare.dk

Tandpastadispenser Push-Paste, HMI-nummer: 81989



Pilleæske

Pilleæske, der kan indstilles til at give op til fem daglige alarmer med både lyd og vibration.


Formål: Alarmen lyder indtil bruger drejer medicinlåget og får adgang til pillerne, der skal tages.

Målgruppe: Personer med hukommelsesproblemer, der skal tage medicin på faste tidspunkter hver dag.

Fordel for bruger: Bruger kan selv tage sin medicin på de korrekte tidspunkter og oplever større frihed og selvstændighed.

Forhandles blandt andre hos Astrid Leisner & Søn,
www.leisner.dk

Pilleæske, MiniTell, HMI-nummer: 53957



Tang til udtrykning af piller

Ergonomisk tang til udtrykning af piller, der kan holdes i én hånd. Med medfølgende medicinbæger.

Formål: Benyttes til at trykke piller ud af blisterpakninger med.

Målgruppe: Personer med nedsat styrke og bevægelighed i hænder og fingre.

Fordel for bruger: Bruger kan selv få piller ud af en blisterpakning og oplever dermed større selvstændighed.

Forhandles blandt andre hos Bjørn Nielsen,
www.bjoern-nielsen.dk

Tang, Pill-Out, HMI-nummer: 81206