

Tallerkener og tallerkenkanter



Tallerkenkant, rustfri stål

Tallerkenkanten passer til tallerkner med en diameter fra 21,5 cm – 25 cm. Den er nem at sætte på tallerkenen, også med en hånd.


Formål: Forhøjer kanten på tallerkenen, så maden kan skubbes ud mod kanten, og det dermed bliver nemmere at få gafflen ind under maden.

Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at bruge begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand til at "skubbe" maden op på gafflen ved hjælp af en kniv.

Betydning for brugeren: Brugeren bliver i stand til selv at få maden fra tallerkenen op på gafflen.

Tallerkenkanten er nem og diskret at have med, hvis man skal spise ude.

*Forhandles blandt andre hos: Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S, www.bjoern-nielsen.dk
Tallerkenkant, rustfri stål, HMI-nummer: 44823*



Tallerkenkant, plastik

Tallerkenkanten passer til tallerkner med en diameter op til 27 cm. Den er nem at sætte på tallerkenen, også med en hånd.

Formål: Forhøjer kanten på tallerkenen, så maden kan skubbes ud mod kanten, og det dermed bliver nemmere at få gafflen ind under maden. Tallerkenkanten buer lidt ind foroven, hvilket gør det yderligere nemmere at få maden op på gafflen.

Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at bruge begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand til at "skubbe" maden op på gafflen ved hjælp af en kniv.

Betydning for brugeren: Brugeren bliver i stand til selv at få maden fra tallerkenen op på gafflen.

Tallerkenkanten er nem og diskret at have med, hvis man skal spise ude.

*Forhandles blandt andre hos: Procare, www.procare.dk
Tallerkenkant, plastik – Surefit Plastic Food Guard, HMI-nummer: 46659*



Tallerken med høj kant

Porcelænstallerken, der holder på varmen. Tallerkenen har en rundet kant.

Formål: Den rundede kant gør det nemmere at få gafflen ind under maden, hvis man eksempelvis kun er i stand til at anvende gaffel under måltidet. Tallerkenen holder bedre på varmen end en almindelig tallerken.

Målgruppe: Personer, der ikke er i stand til at bruge begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand til at "skubbe" maden op på gafflen ved hjælp af en kniv. Desuden er tallerkenen, idet den holder bedre på varmen end en almindelig tallerken, velegnet til personer, der spiser langsomt grundet eksempelvis tygge/synkebesvær.

Betydning for brugere: Brugeren bliver i stand til selv at få maden op på tallerkenen, og maden holder sig varm i længere tid.

*Forhandles blandt andre hos: Procare, www.procare.dk
Tallerken, Steelite Dinner Plate, HMI-nummer 46663*

	<p>Plastiktallerken med kant Plastiktallerken med asymmetrisk samt rundet kant.</p> <p>Formål: Den asymmetriske kant gør det nemt at få gafflen ind på tallerkenen, hvis man ikke er i stand til at holde hænderne løftet fra bordet. Den rundede kant gør det nemmere at få gafflen ind under maden.</p> <p>Målgruppe: Personer, der grundet manglende kræfter har brug for at lade hænder/underarme hvile på bordet, mens de anvender bestik. Desuden personer, der ikke er i stand til at bruge begge hænder til at spise med, og dermed ikke er i stand til at "skubbe" maden op på gafflen ved hjælp af en kniv.</p> <p>Betydning for brugeren: : Brugeren bliver i stand til selv at få maden fra tallerkenen op på gafflen.</p> <p><i>Forhandles blandt andre hos: Procare, www.procare.dk Plastiktallerken m. kant, GripWare Round Scoop Dish Plastic, HMI-nummer: 46666</i></p>
---	--